

# Spécialiste DUODOPA

Votre infirmière spécialiste Abbvie :

Mme Brigitte CLAESENS

0475/21 16 26

La permanence DUODOPA (après 18h, les week-ends et jours fériés) :

010/84 64 80

## Contacts au CHU Tivoli

**Pr Sophie DETHY (Neurologue)**

064/27 74 28

**Dr Marta LAMARTINE (Neurologue)**

064/27 76 98

**Dr Paulo ALEGRIA (Neurologue)**

064/27 74 93

Consultation de Neurologie :

**Mme Dorothee BOSSART**

Infirmière référente

064/27 49 85

Secrétariat :

064/27 64 16

Service de Neurologie - hospitalisation :

**Mme Ildéa Naizy**

Infirmière cheffe de service (4A)

064/27 75 23

064/27 65 90

Suivez l'actualité du CHU Tivoli sur notre site web et nos réseaux sociaux :



Référence : COMNEURO020

Rédacteur : Mme Dorothee BOSSART

Vérification : Pr Sophie DETHY

Conception graphique : Service communication

Crédits photos : Unsplash

E.R.: CHU Tivoli

ULB


Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli

Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Tél.: 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99

www.chu-tivoli.be

E.R.: CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière



## Service de Neurologie

*Information aux patients porteurs d'une pompe sous-cutanée Duodopa*



### En cas d'hospitalisation, pensez à :

- › Prendre les flapules de solution.
- › Prendre l'ensemble du matériel pour la préparation (seringues, adaptateurs pour les flapules).
- › Prendre le matériel pour la perfusion (la trousse avec le dispositif d'aiguille + la tubulure de perfusion + le pansement).
- › Prendre les batteries et le chargeur.
- › Avertir votre contact spécialiste Duodopa.
- › Ne laisser le traitement hors du frigo plus de 28 jours.

### Soyez vigilant si vous :

- › Ressentez des douleurs au niveau du site d'injection.
- › Voyez apparaître une induration, une réaction cutanée, un œdème ou un abcès au pourtour du site.
- › Avez du mal à manipuler le dispositif de mise en place.
- › Constatez un écoulement du produit au pourtour du site.
- › Voyez vos symptômes parkinsoniens s'accroître.

### Précautions particulières :

- › Sortez le traitement du frigo 30 minutes avant son administration.
- › Injectez toujours un produit clair (pas de particule ni de coloration trouble).

- › Veillez à bien changer le schéma de rotation des injections.
- › Utilisez des soins stériles pour la préparation et l'injection.
- › Nettoyez la peau à l'alcool avant la mise en place de l'aiguille.
- › Fixez la tubulure de la seringue sur la peau pour éviter les tensions et les torsions de la sonde.
- › Gardez toujours une batterie de réserve fonctionnelle (en charge).
- › N'interrompez pas le traitement plus d'1h (risque d'obstruction).
- › Si arrêt plus d'1h : remettez une nouvelle aiguille et une nouvelle tubulure.
- › Vérifiez bien les dates de péremption.
- › Si besoin : contactez la spécialiste.



## INFORMATIONS IMPORTANTES

- › Le traitement sous-cutané peut être utilisé 24h/24.
- › Durée de charge de la batterie : 3h.
- › Ne jamais réutiliser une flapule déjà ouverte.
- › Durée d'utilisation de la seringue avec produit : maximum 24h.
- › Mise en place de l'aiguille : maximum 72h.
- › Une consommation excessive en protéines (viandes, poissons, produits laitiers) peut diminuer l'effet du traitement.
- › Ne jamais arrêter ou diminuer par vous-même la dose de ProDuodopa®.
- › En cas d'intervention chirurgicale, prévenez le médecin de l'utilisation de la pompe sous-cutanée.
- › Ne pas prendre de douche avec la pompe (elle peut se débrancher maximum 30 min).
- › IRM non compatible avec la pompe.
- › Durée de charge de la batterie : 24h.
- › Durée de vie de la pompe : 3 ans.