



Service d'Urologie

L'étui pénien

Collecteur externe d'urine pour hommes



L'ÉTUI PÉNIEN - COLLECTEUR EXTERNE D'URINE POUR HOMMES

Référence : COMURO012

Date de création : septembre 2025

Rédacteurs: Service d'Urologiew

Conception graphique: Service Communication

Crédits photos: AdobeStock - Coloplast Professionnal - Liliat - Le Moniteur des Pharmacies - Flaticon

E.R.: CHU Tivoli

QU'EST-CE QU'UN ÉTUI PÉNIEN ?

L'étui pénien est un dispositif externe à usage unique permettant de récolter les urines en cas d'incontinence chez l'homme.

Discret, fiable et très facile d'utilisation, l'étui contribue ainsi à votre confort.

Il se place autour de votre pénis afin que l'urine puisse s'écouler dans une poche de recueil. L'étui est équipé d'une surface adhésive qui lui permet de rester en place pendant une durée de maximum 24h.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTUI PÉNIEN

Les étuis péniens sont disponibles dans 5 diamètres (25, 29, 32, 36 et 41 mm) et 2 longueurs différentes pour s'assurer qu'ils vous conviennent parfaitement.

L'infirmière ou l'urologue vous aide à choisir l'étui le mieux adapté à votre morphologie ainsi qu'à la taille et au diamètre de votre pénis.

CONSEILS POUR LA MISE EN PLACE

La pose de l'EP est non invasive, mais elle touche à la sphère intime ; ce qui demande du tact, du respect et de la douceur. Les lésions cutanées du pénis ainsi que l'allergie au latex ou au silicone sont des contre-indications au placement d'un étui pénien.

- Toilette intime : Lavez votre pénis avec du savon neutre et de l'eau chaude en décalottant le gland, rincez, recalottez le prépuce et séchez-le soigneusement pour que la surface adhésive puisse se fixer correctement.
- Coupez ou tondez les poils pubiens si nécessaire pour que ceux-ci ne collent pas à la surface adhésive. N'utiliser pas un rasoir, car celui-ci entraînera des mini coupures et de l'irritation lors de la repousse.
- Déroulez l'étui pénien sur le pénis en tenant l'étui par la partie supérieure. Veillez à laisser un espace de 1 cm entre l'extrémité du gland et le fond de l'étui. Un espace plus grand pourrait favoriser la torsion de l'étui. Pas d'espace ou un espace trop petit favorisera une stagnation d'urine et donc un risque d'infection ou d'irritation cutanée.
- À la fin de la pose, vérifiez que le prépuce a repris sa position naturelle. Dans le cas contraire, un gonflement peut apparaître.
- Appuyez bien sur l'étui pénien pour que la surface adhésive colle parfaitement à la peau. Cette étape est importante. Vérifiez ensuite l'absence de pli de l'étui.
- Attachez la poche de recueil à l'étui.




Poser l'étui sur la verge en laissant 1 à 2 cm entre le gland et le fond de l'étui



Dérouler l'étui sur la verge (sur certains modèles, une languette facilite la mise en place et se détache quand l'étui est complètement déroulé)





Raccorder l'étui avec la poche de recueil des urines



QUE FAIRE APRÈS LA POSE ?

Assurez-vous que la poche urinaire est correctement et solidement connectée à l'étui pénien.

1. Positionnez le pénis en tenant compte de votre confort, de votre morphologie, mais de préférence en position verticale.
2. Assurez-vous que le système (*tubulure et poche*) est en position déclive et sans coudure.
3. La poche doit être plus basse que l'étui.
4. Fixez la poche à urine soit à la cuisse soit au mollet avec des attaches de jambes ou des jambières.



Il existe deux types de sacs urinaires : le sac à urine de jambe de jour et le sac à urine de nuit.

MISE EN PLACE DU SAC URINAIRE DE JAMBE

1. Placez le sac à urines au mollet ou à la cuisse avec le côté tissé sur la peau. Fixez-le sans trop le serrer avec les attaches adéquates, coupez le tuyau à la longueur nécessaire avec des ciseaux propres.
2. Connectez l'embout au sac.
3. Connectez le sac à l'étui pénien.

MISE EN PLACE DU SAC URINAIRE DE NUIT

Pour la nuit, déconnectez le sac de jembe et placez un sac d'une plus grande contenance (2 litres).

À noter

Les sacs doivent être changés tous les 5 jours.



CHANGEMENT DE L'ÉTUI PÉNIEN

L'étui pénien ne peut rester en place que maximum 24 h.

- Otez toujours l'étui pénien avec de l'eau tiède et du savon.
- Retirer doucement l'étui pénien en le roulant sur lui-même. Si celui-ci adhère trop à la peau, placez un gant de toilette avec de l'eau tiède autour de la verge et laissez le agir quelques minutes.
- Changez-le tous les jours.
- Ne mettez pas votre étui pénien sur une peau irritée ou infectée.

CONSEILS & SURVEILLANCE LORS DU PORT

- Veillez au bon écoulement des urines : l'urine ne doit pas stagner dans la chambre anti-plicature, il ne doit pas avoir de couture dans la tubulure et aucune traction ne doit agir sur l'étui pénien.
- Vérifiez l'intégrité de la peau de la verge.
- Si l'étui pénien se décolle, vérifiez qu'il n'y ait pas de traction, que le diamètre et que la longueur de l'étui soient corrects.

- Demandez l'avis de l'infirmière. Elle peut, si nécessaire, vous conseiller certains produits augmentant l'adhésivité de l'étui (lingettes, joint de fixation,...)

En cas d'urines troubles, malodorantes, de douleurs abdominales ou de fièvre, prenez contact avec votre médecin.

Vous pouvez bénéficier d'un remboursement via une prescription médicale :

- 90 étuis péniens (+ références) par 3 mois à renouveler
- 20 poches de jour
- 20 poches de nuit 2L (achat chez un bandagiste)

Si vous avez besoin d'un complément d'informations ou que vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter les infirmières du Service d'Urologie : 064/27.47.01



NOTES

NOTES

NOTES

The logo for the Université de Louvain (ULB) consists of the letters 'ULB' in a white, bold, sans-serif font, centered within a dark grey square.

ULB

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli

Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Tél. : 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99

www.chu-tivoli.be